


Anti-Septin-1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wyj6

Artikelnummer: CM0019585



Einführung

Rekombinanter polyklonaler Antikörper gegen humanes Septin-1 (SWISS: Q8WYJ6) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 42 kDa Protein, das an der Zytokinese und Zytoskelettorganisation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	LARP; SEP1; DIFF6; SEPT1; PNUTL3; Septin 1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1731
GenID	1731
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 270-370 von menschlichem Septin 1 (NP_443070.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WYJ6
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel