

Polyklonaler Anti-Septin-11-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nva2

Artikelnummer: CM0018488



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Septin-11, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Für Studien zu Zytoskelett, Zellteilung und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin-11-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SEPT11; Septin 11
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55752
GeneID	55752
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 des humanen Septin-11 (NP_060713.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVA2
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku