

Anti-Septin-11-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q9Nva2

Artikelnummer: CM0014852



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes Septin-11 (SEPT11). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Zytoskelett und zur neuronalen Zytoarchitektur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Septin 11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEPT11; Septin 11
Spezies	Human
GeneID (Human)	55752
GeneID	55752
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 des humanen Septin 11 (NP_060713.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NVA2
Protein-Gewicht	49kDa
Versand	Eistasche