

Anti-Septin 2 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15019

Artikelnummer: CM0026146



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Anti-Septin 2 Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humane und murine Septin-2. Rekombinantes Protein als Immunogen. Ideal für Forschung zu Zellteilung und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4735
Gen-ID	4735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 112-361 von humanem Septin 2 (NP_004395.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15019
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel