

Anti-Septin-2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15019

Artikelnummer: CM0011403



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Septin 2 (NEDD-5), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Septin-2 ist eine filamentbildende GTPase, die an Mitose, Ziliogenese und der Organisation des Aktin-Zytoskeletts beteiligt ist. Ideal für die zellbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Septin-2-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	DIFF6; NEDD5; SEPT2; NEDD-5; Pnutl3; hNedd5; Septin 2
Art	Mensch
Gen-ID	4735
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 202-298 des menschlichen Septin 2 (Q15019) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15019
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku