

Anti-Septin 3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uh03

Artikelnummer: CM0021226



Einführung

Septin 3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (41kDa), validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf das neuronenspezifische Septin-3, ein gehirnspezifisches cytoskelettales GTPase, das an der Cytokinese beteiligt ist. Ideal für die Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEP3; SEPT3; bK250D10.3; Septin 3
Spezies	Mensch
GenID	55964
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 179-358 von humanem Septin 3 (NP_663786.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UH03
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel