


Anti-Septin 4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43236

Artikelnummer: CM0016864



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen Septin 4 (SWISS: O43236), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Detektiert eine zytoskelettale GTPase, die an Apoptose und Spermatogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H5, ARTS, MART, SEP4, CE5B3, SEPT4, PNUTL2, hucep-7, BRADEION, C17orf47, hCDCREL-2, Septin 4
Art	Mensch
Gen-ID	5414
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43236
Proteinmasse	55 kDa
Versand	Eisbeutel