

Anti-Septin-6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14141

Artikelnummer: CM0027307



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Septin-6 (Q14141), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Zytoskelett, der Zellteilung und der Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEP2; SEPT2; SEPT6; Septin 6
Spezies	Mensch
Gen-ID	23157
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 350-434 von humanem Septin 6 (NP_055944.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14141
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel