

Anti-Septin 7 Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16181

Artikelnummer: CM0026276



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen menschliches Septin 7 (Q16181), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen targeting Aminosäuren 307-436. Geeignet für Forschung zu Zytoskelett, Mitose und Ziliogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CDC3, CDC10, SEPT7, SEPT7A, NBLA02942, Septin 7
Art	Mensch
GenID (Mensch)	989
GenID	989
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 307-436 von menschlichem Septin 7 (NP_001011553.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16181
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel