

Anti-Septin 8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92599

Artikelnummer: CM0018283



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Septin 8 gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA geeignet ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Zytoskelettdynamik, des Vesikelverkehrs und von Alzheimer-Krankheit-bezogenen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23176
GenID	23176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 348-427 von humanem Septin 8 (NP_001287728.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92599
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel