

Anti-Septin-8-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92599

Artikelnummer: CM0003593



Einführung

Hochwertiger Septin-8-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-Septin-8, einem zytoskelettalen GTPase, das an der Thrombozytensekretion und dem BACE1-Trafficking beteiligt ist. Ideal für Alzheimer- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 8 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	SEP2; SEPT8; Septin 8
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 des humanen Septin 8 (NP_001287728.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92599
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel