


Anti-Septin 9 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uhd8

Artikelnummer: CM0028823



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Septin-9. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zytoskelettdynamik, Zytokinese und mikrobielle Pathogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Septin 9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MSF; MSF1; NAPB; SEPT9; SINT1; PNUTL4; SeptD1; AF17q25; Septin 9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10801
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-110 von humanem Septin 9 (NP_001106964.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHD8
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eispackung