

Anti-Serca1/Atp2A1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O14983

Artikelnummer: CM0003277

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SERCA1/ATP2A1 (O14983). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Kalziumpumpen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERCA1/ATP2A1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliaße	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	487
GeneID	487
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1001 von humanem SERCA1/ATP2A1 (O14983) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O14983
Proteinmasse	95 kDa/110 kDa
Versand	Eispackung