

Anti-Serca1/Atp2A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb - O14983

Artikelnummer: CM0012915

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SERCA1/ATP2A1 gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Forschung zum Calciumtransport in Skelettmuskeln.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERCA1/ATP2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ATP2A; SERCA1; SERCA1/ATP2A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	487
GenID	487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 901-1001 von menschlichem SERCA1/ATP2A1 (NP_775293.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14983
Proteingewicht	110 kDa
Versand	Eisbeutel