

Anti-Serca2/Atp2A2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P16615

Artikelnummer: CM0002974



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen SERCA2/ATP2A2, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Kalziumtransport und zur ER/SR-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERCA2/ATP2A2 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DD, DAR, ATP2B, SERCA2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	488
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 943-1042 des menschlichen SERCA2/ATP2A2 (P16615) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16615
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel