

Anti-Serca2/Atp2A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16615

Artikelnummer: CM0014713



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SERCA2/ATP2A2, validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Kalziumsignalisierung und ER-Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERCA2/ATP2A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	488
Gen-ID	488
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-80 von humanem SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16615
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel