

Anti-Serca2/Atp2A2-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P - P16615

Artikelnummer: CM0015811



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes SERCA2/ATP2A2 (P16615), validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Kalziumtransport und zu ER/SR-Membranen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERCA2/ATP2A2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DD; DAR; ATP2B; SERCA2; SERCA2/ATP2A2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	488
GeneID	488
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 111-253 des humanen SERCA2/ATP2A2 (NP_733765.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P16615
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Kühlakku