

Anti-Serinc1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q9Nrx5

Artikelnummer: CM0021605

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SERINC1 (Serin-Inkorporator 1), validiert für Anwendungen in Western Blot, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der Biosynthese von Phosphatidylserin und Sphingolipiden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERINC1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TDE2; TMS2; TDE1L; TMS-2; SERINC1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57515
GeneID	57515
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-453 des humanen SERINC1 (NP_065806.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NRX5
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku