

Anti-Serine Racemase Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Gzt4

Artikelnummer: CM0003854



Einführung

Anti-Serine racemase Kaninchen monoklonaler Antikörper, reaktiv gegen Mensch, für WB- und ELISA-Anwendungen. Serine racemase konvertiert L-Serin zu D-Serin, einem Ko-Agonisten von NMDA-Rezeptoren; relevant in der Neurologie und Schizophrenie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Serine racemase Kaninchen mAb
Alias	ILV1, ISO1, Serine racemase
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	63826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem Serine racemase entspricht (NP_068766.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9GZT4
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel