

Kaninchen-Polyklonale Anti-Serin-Racemase (Srr)-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzt4

Artikelnummer: CM0025463



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die menschliche Serin-Racemase (SRR) für WB und ELISA. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Molekulargewicht: 37 kDa. Ideal für Studien zur D-Serin-Synthese und NMDA-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ILV1; ISO1; SRR
Art	Mensch
GenID (Mensch)	63826
GenID	63826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-340 der menschlichen SRR (NP_068766.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZT4
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel