

Anti-Serotonin-Transporter Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q60857

Artikelnummer: CM0030214

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper zielt auf die N-terminale Region des Maus-Serotonin-Transporters (SERT/Slc6a4) ab. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Serotonin-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Serotonin-Transporter Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Htt; Sert; 5-HTT
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6532
GenID	15567
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-85 des Maus-Serotonin-Transporters enthält (NP_034614.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q60857
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel