

Kaninchen-Polyclonales Anti-Serpina10-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uk55

Artikelnummer: CM0026829



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Anti-SERPINA10-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt SERPINA10 (Protein-Z-abhängiger Proteaseinhibitor) von Mensch, Maus und Ratte, ein Schlüsselprotein für die Gerinnungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINA10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PZ1; ZPI; SERPINA10
Art	Mensch
GenID (Mensch)	51156
GenID	51156
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UK55
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel