

Anti-Serpina12 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iw75

Artikelnummer: CM0030720



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SERPINA12 (Vaspin) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für Studien zur Insulinwirkung und zu Fettgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINA12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OL-64; SERPINA12
Spezies	Mensch
GenID	145264
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-320 von menschlichem SERPINA12 (NP_776249.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8Iw75
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel