

Anti-Serpina6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08185

Artikelnummer: CM0028376



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes SERPINA6 (Kortikosteroid-bindendes Globulin/Transcortin), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Glukokortikoidtransport und Steroidhormonbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINA6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CBG; SERPINA6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	866
Gen-ID	866
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 136-405 von humanem SERPINA6 (NP_001747.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08185
Proteinmasse	45 kDa
Versand	Eisbeutel