

## Anti-Serpina9 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Wd7

Artikelnummer: CM0020747

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SERPINA9 (Serpine A9), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung der Biologie von Keimzentrum-B-Zellen und der Serpin-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SERPINA9 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | GCET1; SERPINA11; SERPINA11b; SERPINA9                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                          |
| GeneID (human)    | 327657                                                                                                                         |
| GeneID            | 327657                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 110-210 von humanem SERPINA9 (NP_783866.2) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                          |
| SWISS             | Q86WD7                                                                                                                         |
| Protein-Gewicht   | 47 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |