

Anti-Serpinb13-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uiv8

Artikelnummer: CM0017244

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen SERPINB13 (Hurpin/Headpin) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Vorhergesagtes MG 44 kDa. Ideal für Studien zur Hautbiologie und Keratinozytendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINB13 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HUR7; PI13; headpin; HSHUR7SEQ; SERPINB13
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5275
GenID	5275
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von menschlichem SERPINB13 (NP_036529.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIV8
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel