

Anti-Serpinb2/Pai-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05120

Artikelnummer: CM0020520



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SERPINB2 (PAI-2) für Western Blot (WB) und ELISA. Dieses Reagenz unterstützt die Forschung zur Hemmung des Urokinase-Typ-Plasminogenaktivators, zur Serpin-Funktion und verwandten IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAI; PAI2; PAI-2; PLANH2; HsT1201; SERPINB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5055
Gen-ID	5055
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-415 von menschlichem SERPINB2 (NP_002566.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P05120
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel