

Anti-Anti-Serpinb6-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35237

Artikelnummer: CM0029239

Einführung

SERPINB6 kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichen, murinen und rattenspezifischen Proben. Ideal für die Untersuchung der Serinprotease-Hemmung, des Hörverlusts und der Regulation von Zytoplasma-Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINB6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; PI6; PTI; PI-6; SPI3; DFNB91; MSTP057; SERPINB6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5269
GenID	5269
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 180-300 von menschlichem SERPINB6 (NP_004559.4) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35237
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel