

Anti-Serpinb9 (Pi9/Cap-3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50453

Artikelnummer: CM0030048



Einführung

IVD-zugelassener SERPINB9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattiges Serpin B9 (PI9/CAP-3), einen zytoplasmatischen Granzym-B-Inhibitor. Ideal für die Apoptose- und Immunregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINB9 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PI9; CAP3; PI-9; CAP-3; SERPINB9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5272
Gen-ID	5272
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 170-308 von humanem SERPINB9 enthält (NP_004146.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50453
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel