

Anti-Serpinc1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01008

Artikelnummer: CM0003863



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper spezifisch für humanes SERPINC1 (Antithrombin-III). Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung im Bereich Gerinnung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AT3, AT3D, ATIII, THPH7, ATIII-R2, ATIII-T1, ATIII-T2, SERPINC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	462
Gen-ID	462
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SERPINC1 (P01008) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01008
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel