


Anti-Serpine2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07093

Artikelnummer: CM0016119



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SERPINE2 (Gliale-abgeleitetes Nexin/Protease Nexin 1), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Swiss P07093.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5270
GenID	5270
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P07093
Proteinmasse	44 kDa
Versand	Eisbeutel