


Anti-Serpine2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07093

Artikelnummer: CM0027906



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der menschliches SERPINE2 (Glia-abgeleitetes Nexin, PN-1) erkennt. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Serinprotease-Hemmung und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPINE2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDN; PI7; PN1; PNI; PI-7; PN-1; GDNPF; SERPINE2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5270
GenID	5270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-398 von menschlichem SERPINE2 (NP_006207.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P07093
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel