

## Anti-Serpinf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08697

Artikelnummer: CM0013045

### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen SERPINF2 (Alpha-2-Antiplasmin). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Fibrinolyse- und Serpin-Forschung. - P08697

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SERPINF2 Kaninchen pAb                                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | AAP, API, PLI, A2AP, alpha2AP, ALPHA-2-PI, SERPINF2                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                         |
| Gen-ID (Mensch)   | 5345                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 302-491 von menschlichem SERPINF2 (NP_001159392.1) homolog ist |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                            |
| SWISS             | P08697                                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 55kDa                                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                      |