


Anti-Serping1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P05155

Artikelnummer: CM0002798



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches SERPING1 (Plasmaprotease C1-Inhibitor), validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Komplementweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPING1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	710
Gen-ID	710
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von menschlichem SERPING1 (P05155) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05155
Proteinmolekulargewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel