

Anti-Serping1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Artikelnummer: CM0019930

Anti-SERPING1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA - P05155

Einführung

SERPING1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Ratten-SERPING1. Geeignet für Untersuchungen des Komplements der Blutgerinnung und der Kininbildung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPING1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	C1IN; C1NH; HAE1; HAE2; C1INH; SERPING1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	710
GenID	710
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 201-500 des humanen SERPING1 entspricht (NP_001027466.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05155
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku