


Anti-Serping1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P05155

Artikelnummer: CM0016494



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SERPING1 (C1-Inhibitor). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Komplementwegs, der Blutgerinnung und des Kinin-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SERPING1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C1IN, C1NH, HAE1, HAE2, C1INH, SERPING1
Art	Mensch
GeneID	710
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 23-500 des humanen SERPING1 (NP_000053.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05155
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Kühlakku