

Anti-Serpini1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q99574

Artikelnummer: CM0013327



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SERPINI1/Neuroserpin, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der synaptischen Plastizität, der Neurodegeneration und der Proteaseinhibition in Hirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SERPINI1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PI12; HNS-S1; HNS-S2; Neuroserpin; SERPINI1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5274
GeneID	5274
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 181-410 des humanen SERPINI1 entspricht (NP_005016.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99574
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Kühlakku