


Polyklonaler Antikörper Gegen Den Ser/Thr-Pp2A-Aktivator (Ptpa) Für Wb, If/Icc Und Elisa - Q15257

Artikelnummer: CM0022584



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PTPA/PPP2R4, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der PP2A-Regulation, von Apoptose und Mechanismen neurodegenerativer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ser/thr-PP2A-Aktivator (PTPA), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PP2A; PR53; PPP2R4; Ser/thr-PP2A-Aktivator (PTPA)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5524
GeneID	5524
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-323 des humanen Ser/thr-PP2A-Aktivators (PTPA) entspricht (NP_821067.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15257
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Kühlakku