


Anti-Sesn2 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - P58004

Artikelnummer: CM0016378



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SESN2 (Sestrin-2/HI95), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu mTOR-Signalgebung und oxidativer Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SESN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HI95; SES2; SEST2; SESN2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83667
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P58004
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel