

Anti-Sesn3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P58005

Artikelnummer: CM0025170

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Anti-SESN3-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches SESN3 (57 kDa), einen Leucin-Sensor und Schutzfaktor gegen oxidativen Stress. Ideal für Stoffwechsel- und Stressforschung. - P58005

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	SESN3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEST3; SESN3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	143686
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-310 von menschlichem SESN3 (NP_653266.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P58005
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel