

Anti-Sestrin 1 (Pa26/Sest1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6P5

Artikelnummer: CM0002237

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Sestrin 1 (PA26/SEST1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung der TORC1-Signalübertragung, oxidativen Stress und metabolische Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sestrin 1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PA26; SEST1; sestrin 1
Spezies	Mensch
Gen-ID	27244
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des menschlichen Sestrin 1 (Q9Y6P5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6P5
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel