

Anti-Sestrin 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P58004

Artikelnummer: CM0007304



Einführung

Kaninchen monoklonaler Sestrin 2 Antikörper, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-SESN2. Dieser stressinduzierbare metabolische Regulator fungiert als Leuzin-Sensor, der mTORC1 moduliert; geeignet für die Forschung zu oxidativem Stress und Nährstoffsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sestrin 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HI95; SES2; SEST2; Sestrin 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	83667
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 300-400 von menschlichem Sestrin 2 (NP_113647.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58004
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel