


Anti-Set1A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15047

Artikelnummer: CM0022164



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes SET1A (O15047) gerichtet ist, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Chromatin-Remodellierung und Histon-Methylierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Kernparameter	Details
Produktname	SET1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Set1; EPEDD; KMT2F; Set1A; NEDSID; SET1A
Spezies	Human
GenID (Human)	9739
GenID	9739
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 258-458 von humanem SET1A (O15047) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O15047
Proteingewicht	186 kDa
Versand	Eisbeutel