

Anti-Setbp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6X0

Artikelnummer: CM0030226

Einführung

Hochspezifischer anti-SETBP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem SETBP1 (175 kDa). Nützlich zur Untersuchung von myeloischen Leukämien und geistiger Behinderung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEB; MRD29; SETBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26040
Gen-ID	26040
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-242 von humanem SETBP1 (NP_001123582.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6X0
Proteingewicht	175 kDa
Versand	Eisbeutel