

Anti-Setd1B-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ups6

Artikelnummer: CM0019895



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SETD1B (KMT2G), geeignet für Western Blotting (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der Chromatinbiologie und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD1B-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	KMT2G; Set1B; IDDSLD; SETD1B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23067
GeneID	23067
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1673-1770 des humanen SETD1B (NP_001340274.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPS6
Proteingewicht	213 kDa
Versand	Kühlakku