


Anti-Setd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Byw2

Artikelnummer: CM0018249



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane SETD2, eine Histonmethyltransferase. Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber dem Menschen. Geeignet für die Erforschung von Epigenetik, Krebs und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LLS, HYPB, SET2, HIF-1, HIP-1, KMT3A, MRD70, RAPAS, HBP231, HSPC069, p231HBP, SETD2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	29072
GeneID	29072
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 803-1103 des humanen SETD2 (NP_054878.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BYW2
Proteingewicht	288 kDa
Versand	Kühlakku