


Anti-Setd2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byw2

Artikelnummer: CM0029520



Einführung

Hochwertiger Anti-SETD2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Zielt auf die an H3K36me3, DNA-Reparatur und Transkriptionsregulation beteiligte Histone-Methyltransferase ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LLS; HYPB; SET2; HIF-1; HIP-1; KMT3A; MRD70; RAPAS; HBP231; HSPC069; p231HBP; SETD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29072
GenID	29072
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2475-2564 von menschlichem SETD2 (NP_054878.5) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYW2
Proteingewicht	288kDa
Versand	Eisbeutel