

Anti-Setd3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q86Tu7

Artikelnummer: CM0018943



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SETD3 (hSETD3/C14orf154), validiert für WB, IP, ELISA. Spezifisch für Actin-Histidin-N-Methyltransferase, ~67 kDa. Ideal für Studien zum Zytoskelett und zur Methylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	hSETD3; C14orf154; SETD3
Spezies	Human
GeneID (Human)	84193
GeneID	84193
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 72-329 von humanem SETD3 entspricht (NP_115609.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q86TU7
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel