

Anti-Setd5-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9C0A6

Artikelnummer: CM0014484

Einführung

SETD5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches SETD5, eine Histonmethyltransferase, die an der Gehirnentwicklung und Chromatinregulation beteiligt ist. Ideal für die neuroentwicklungsbezogene und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 520-740 des menschlichen SETD5 (NP_001073986.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9C0A6
Proteingewicht	158 kDa
Versand	Kühlakku