

Anti-Setd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9C0A6

Artikelnummer: CM0026916

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches SETD5 gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Chromatinregulation bei der Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SETD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRD23; SETD5A; SETD5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55209
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1054-1153 von menschlichem SETD5 (NP_001073986.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9C0A6
Proteingewicht	158kDa
Versand	Eisbeutel